



LabSolutions UV-Vis Version 1.13

软件发布说明

声明

- 本发布说明版权归株式会社岛津制作所所有。未经本公司许可不得转载、复制部分或全部内容。
- 本发布说明内容如有改动，恕不另行通知。
- 本发布说明内容力求准确，如有错误或遗漏敬请谅解。
- 本公司对按照本发布说明内容操作所产生的影响，概不负责。
- LabSolutions是株式会社岛津制作所的商标。
- Windows是美国Microsoft Corporation在美国及其他国家和地区的注册商标。在本说明书中记载的其他公司名称、产品名称、服务标记以及LOGO是各公司的商标及注册商标。另外，本说明书中可能省略记载TM、®标记。

© 2022 Shimadzu Corporation. All rights reserved.

1 前言

非常感谢您购买岛津紫外可见分光光度计控制软件LabSolutions UV-Vis。

本发布说明记载了软件的更改内容和注意事项。请在使用软件前仔细阅读本说明，以确保正确操作。

[产品构成]

本安装盘中包括以下内容：

软件名称	版本
LabSolutions UV-Vis	1.13
UVProbe 文件查看器	1.11
USB 虚拟 COM 端口驱动程序	1.3.0.0

[适用仪器]

本软件适用于以下仪器：

型号
UV-1800 系列
UV-1900 系列
UV-2600 系列
UV-2700 系列
UV-3600 Plus 系列
SolidSpec-3700 系列

[运行环境]

本软件支持的操作系统为：

支持的操作系统
Windows 10 Pro (64bit 版)

2 关于版本1.13

2.1 功能的更改

No.	分类	内容	管理编号
1.	DB/CS 版	如果不拥有“光度值监控”用户权限，自动控制窗口的实时监控将不显示光度值。	146852
2.	光谱 时间程序	启动应用程序时，自动恢复到上次操作的曲线图的 Y 轴标尺。	156586
3.	光谱	可通过评价功能计算 Hunter Lab。但是，没有色度坐标绘图功能。本功能为可选功能。	158089
4.	共通	支持系统备份功能。	134867
5.	共通	调试日志输出功能已得到增强，可在发生故障时加快原因调查。	149444
6.	共通	现在，卸载后将保留“首选项”。	161361

2.2 缺陷修复

在这个版本的变更中，对所显示的分析数据有影响的项目如下。请确认「缺陷修复」 No.12, 13, 16。

- | | | |
|-----|---------|---|
| 12. | 定量/光度测定 | 修改了有时根据操作步骤而未能正确进行空白校正的缺陷。 |
| 13. | 定量/光度测定 | 修改了在未知样品表或样品表中，测定后 [类型] 也会被覆盖为“BLK”（空白）的缺陷。 |
| 16. | 定量/光度测定 | 修复了如果重复测量的平均值为 0,则光度值显示为“*****”的问题。 |

No.	分类	内容	管理编号
1.	光谱	修改了重叠不同 Y 轴单位的光谱时，印刷品和窗口显示中的曲线图绘制不一致的缺陷。	155976
2.	光谱 时间程序	修改了在仪器控制窗口调出的 [样品信息] 窗口 (预设窗口) 中，如果设置参数文件名后进行自动填充，将清除所设的参数文件名的缺陷。	149962
3.	光度测定	修改了根据操作步骤，主窗口显示的光度值的小数位数有时不按照系统配置工具的设置显示的缺陷。	163597
4.	光谱 DB/CS 版	修改了在进行测定参数的后处理中，执行了峰检测或选点检测时，相关数据处理历史记录显示在后续处理的 [审查追踪日志 - 输入理由] 窗口中的缺陷。	149894
5.	DB/CS 版	修改了第一次启动 LabSolutions UV-Vis 测定程序时，数据库的相关项目中已有的报告模板文件被覆盖的缺陷。本缺陷在版本 1.10 和 1.11 中满足以下所有条件时发生： ・复制已有的项目 A 后新建为项目 B。 ・此时，设为将项目 A 的报告模板文件自动复制到项目 B 中。	155589
6.	定量 光度测定 DB/CS 版	如果数据文件中有未测定行，保存时将显示是否清除未测定行后保存数据文件的确认信息。此时选择“否”，数据编号将发生缺号，从而导致与日志浏览器中显示的记录不一致。此次修改了该缺陷。	150466
7.	定量 光度测定	修改了在打开数据文件 A 的同时打开模板文件，将新建数据文件名指定为与数据文件 A 同名时，无法正常保存该数据文件的缺陷。	163409
8.	光度测定	修改了创建含空白行的样品表并进行测定后保存数据文件	168449

No.	分类	内容	管理编号
	DB/CS 版	时,无法正确显示数据管理器的数据信息表中“计算结果”列值的缺陷。 仅在数据管理器的窗口显示中存在该缺陷,并不影响数据文件的测定结果和分析结果。	
9.	定量 光度测定	修改了加载在特定的操作步骤和条件下创建的模板文件后系统变得不稳定的缺陷。特定的步骤如下所示: • 将表的第 1 行设为 BLK。 • 作为模板文件 A 保存。 • 加载模板文件 A 后,作为其他的模板文件 B 保存。 • 加载模板文件 B。	151207
10.	共通	修改了在 LabSolutions 的窗口锁定时,即使按下抽吸单元的操作杆,也无法开始测定的缺陷。	143634
11.	光谱	修改了通过光谱评价功能进行合格判定时无法正确显示合格标准的缺陷。该修改操作仅影响窗口显示,并不影响计算结果和合格判定的处理。	177639
12.	定量 光度测定	修改了有时根据操作步骤而未能正确进行空白校正的缺陷。导致缺陷发生的条件是:重复测定未知样品;标准样品表和未知样品表的第 1 行均为“BLK”(空白);不测定未知样品表的第 1 行而启用[复制空白样品]功能。	177956
13.	定量 光度测定	修改了在标准样品表或未知样品表中,即使[类型]设为“STD”(标准样品)或“UNK”(样品),测定后[类型]也会被覆盖为“BLK”(空白)的缺陷。缺陷发生的条件是:重复测定;将表的第 1 行设为“BLK”(空白)后,不进行测定而是删除。	177956
14.	定量	修改了在标准样品表或未知样品表上右击鼠标或按下鼠标滚轮时,无法激活样品表的缺陷。由此解决了如果在样品表处于非激活状态下对其进行操作,对于随后的测定有时无法显示正确结果的问题。	184311
15.	定量 光度测定	修复了以下问题:如果在创建行之前右键单击标准样品表或未知样品表的显示区域并对行执行操作,则后续新分析将导致表的行为不稳定。	184311
16.	定量 光度测定	修复了当重复测量的平均值正好为零时,在标准样品表或未知样品表的平均值行中而显示“*****”字符串的缺陷可能无法显示的问题。	188391

3 关于版本1.12

在这个版本的变更中,对所显示的分析数据有影响的项目如下。请确认「缺陷修复」 No.1。

1. 定量/光度测定 修改了对表中的[类型]列进行特定操作后,光度值列无法正确显示光度值的缺陷。

3.1 功能的更改

与此前版本比没有变化。

3.2 缺陷修复

No.	分类	内容	管理编号
1.	定量	修改了对标准样品表、未知样品表或样品表中[类型]列的设	162802

No.	分类	内容	管理编号
	光度测定	置由初始值更改为“BLK”(空白)后,重新恢复为“UNK”(样品)或“STD”(标准样品)时,计量值列和计算结果列中显示值而无空白校正的缺陷。	

4 关于版本1.11

在这个版本的变更中,对所显示的分析数据有影响的项目如下。请确认「缺陷修复」 No.1,14,30。

- | | | |
|-------------|---|----------------------|
| 1. DB/CS版 | : | 修正了数据丢失的问题。 |
| 14. 定量/光度测定 | : | 修复了光度值显示为“*****”的问题。 |
| 30. 时间程序 | : | 修复了如何计算主要表中的变化量。 |

4.1 功能的更改

No.	分类	内容	管理编号
1.	自动分析	将探针下降位置的默认值改为 140 mm。	125773
2.	报告 光谱	使峰表上显示的参数“阈值”最多可输出到小数点后第 6 位。	125771
3.	定量 光度测定	进行重复测定时,重复行的样品名称、样品 ID 和选项的末尾不再自动添加编号。	125367
4.	共通	为了能在发生故障时迅速查明原因,增加了输出调试日志的机制。	123876 124524
5.	共通	更改了连接 UV-1900 系列仪器时所显示对话框的标题栏说明。	122996
6.	光谱	部分修改了评价功能中太阳光直接反射率/透射率计算的可选规格名称说明。	120402
7.	定量 光度测定	在重复测定模式下,即使在测定后也可编辑样品名称、样品 ID 和选项。	101924
8.	光谱 时间程序	更改了[峰标记和点标记]对话框及[事件标记]对话框的布局。	106233
9.	报告	初始状态下显示对象列表。	101951
10.	时间程序	废除了将变化量表设置更改输出到数据文件记录的规格。	99925
11.	光谱	更改了在未保存数据文件状态下要退出应用程序时的确认消息。	108242
12.	环境设置工具	部分更改了在环境设置中更改文本文件分隔符相关设置时输出的记录格式。	115997
13.	光谱 时间程序 DB/CS 版	[预设]对话框的参数文件名列表将无法粘贴字符串。	127809
14.	光谱	部分更改了测定参数重复设置的对话框内容。	104414
15.	光谱	部分更改了可选分析功能的规格名称说明。	129487
16.	时间程序	要以小于推荐最小数据间隔的间隔进行测定时,将显示确认消息。	84257
17.	光谱	数据转换增加了厚度校正功能。此功能仅在安装 LabSolutions UV-Vis Color (选项)时可用。	108515
18.	定量 光度测定 时间程序	UV-1900 系列可以设置积分时间。	87377

No.	分类	内容	管理编号
19.	光谱	在帮助中记载了扫描速度标准。请参考帮助的第 3.5.2 节。	119279
20.	共通	更改了执行程序的图标。	110745
21.	定量 光度测定	附件未选择多联池时,隐藏 [仪器控制] 窗口的 [池空白] 按钮及 [确认] 按钮。	134019
22.	光谱	[仅英文] 更改了“光谱间运算”参数设置区的部分说明。	133930
23.	光谱 时间程序	树形视图上显示的数据格式将在下次启动应用程序时复原。	130885
24.	光谱	打印评价表时,可以选择要显示的列。	69351
25.	光度测定	在多项式基础上增加了测定并显示计算结果的功能,可定义高自由度算式。	124626
26.	光谱	对透射率数据也可执行 Kubelka Munk 变换。	128037
27.	时间程序	使用多联池附件进行测定时,可进行池空白校正。	72357
28.	定量 光度测定	更改了对数据描述进行更改时创建的数据记录格式。	103979
29.	光谱 时间程序	[仅英文] 修改了进行数据转换时输出的记录内容。	131875
30.	共通	执行 Excel 实时传输时,可以设置输出位置。	101959
31.	自动分析	增加了“开始分析前确认数据文件是否被覆盖”的功能。	125209
32.	光谱	在评价功能的部分色彩计算项目中,向标准名称参数的末尾添加了年份。	129487
33.	定量 光度测定	将测定波长输入用文本框中的数值由小数点后 2 位更改为 1 位。	117119
34.	DB/CS 版	将创建第一版数据文件时使用的 PDF 报告模板文件名纳入摘要信息。在以序列管理功能测定的数据文件中已采用本规格,在 DB/CS 环境下测定的所有数据文件也采用了该规格。通过编辑摘要信息、保存数据文件,可使用其他报告模板文件重新创建 PDF 报告。	96667
35.	共通 DB/CS 版	更改“快速打印”或“PDF 输出”报告模板文件时,将输出记录。	131872
36.	共通	更改了规格,使得在使用注射式抽吸单元时,即使启用 [测定后回收样品] 功能,也会在清洗后排出液体。	108346
37.	DB/CS 版	更改了用户权限的部分说明。仅对英语版进行了修改。	132372
38.	DB/CS 版	关于 UVProbe 文件查看器, [PC 信息列表] 屏幕上显示的软件名称已从「UVProbe」更改为「UVProbe 文件查看器」。	138379
39.	UVProbe 文件查看器	打开数据文件时,默认文件夹已更改。	143477
40.	定量 光度测定	无法使用 ":" 和 "¥" 作为列名称。	142980
41.	环境设置工具	某些字符不再可用作“选项样品信息”。	142980
42.	时间程序	提高了可实现的最短数据间隔的预测准确性。	142891

4.2 缺陷修复

No.	分类	内容	管理编号
1.	DB/CS 版	更改了在数据库与应用程序之间传输文件时暂时保存文件或其中间产物的文件夹,改善了文件夹生成时机。由此提高系统稳定性,降低数据丢失等风险。	125123 125095 124869

No.	分类	内容	管理编号
2.	定量 光度测定	修改了在保存为模板文件后继续保存为数据文件时，数据文件中被写入错误信息的缺陷。加载此时生成的数据文件后，已有分析者姓名或记录信息可能被清除或在保存时发生错误。	126265 125776
3.	定量 光度测定 DB/CS 版	修改了在没有参数编辑权限的情况下关闭数据文件后，参数的〔编辑〕按钮可用的缺陷。	122947
4.	定量 光度测定	修改了使用已有文件名无法保存模板文件的缺陷。	118768
5.	定量 光度测定 DB/CS 版	修改了从再解析中打开非登录机型测定的数据文件时会输出无用记录的缺陷。	95392
6.	光谱	修改了将光谱数据输出为文本时，摘要信息“类型”中所输出信息出现错误的缺陷。	100570
7.	共通	修改了单击仪器控制窗口中参数文件的〔加载〕按钮时，文件夹默认值与环境设置不同的缺陷。	65438
8.	光谱	修改了评价光谱时生成无用文本文件的缺陷。	126232
9.	时间程序	测定波长可设置小数点后 1 位的数值。	117118
10.	定量 光度测定	修改了在单机环境中双击桌面或文件夹中的参数文件时，测定程序无法启动的缺陷。	132127
11.	共通	修改了在中使用 UV-3600 Plus 系列或 SolidSpec-3700 系列时，启动测定程序后，如果在不加载参数文件的情况下执行初始化，将在部分仪器配置下出现初始化失败的缺陷。	130394
12.	共通	修改了对已有报告模板文件进行加载、编辑或保存时，报告模板文件可能包含异常结构的缺陷。在保存含有测定程序不支持的打印项目的报告模板文件时会发生该缺陷。例如，在定量测定中创建包含标准样品表打印项目的报告模板文件，并在光谱测定中打开该文件进行编辑或保存时可能发生。	125319
13.	定量 光度测定	修改了将主窗口右侧图表视图的宽度设为零（隐藏）后，如果切换报告编辑窗口和分析窗口，则应用程序运行不稳定的缺陷。	133809
14.	定量 光度测定	修改了从仪器获取的吸光度为 0 abs 时，或在软件中四舍五入到 0abs 时，标准样品表、未知样品表或样品表的光度值列不显示光度值，而显示“*****”字符串的缺陷。该缺陷仅在 LabSolutions UV-Vis 的版本为 Ver.1.03 或 1.10。	129461
15.	定量 光度测定 时间程序	修改了显示基线校正的波长范围设置对话框时，初始显示的开始波长和结束波长的小数点后位数变长的缺陷。	135990
16.	定量 光度测定	修改了参数设置窗口中，波长小数点后的数值无法按照设置传输至仪器的缺陷。	136074
17.	光谱 时间程序 DB/CS 版	修改了在测定参数的[后处理]中设为“测定后打印”时，所选报告模板文件在数据库上变为“正在编辑”状态的缺陷。	135935
18.	光谱	修改了评价功能中，当勾选预处理的“扣减空白光谱”时，在特定评价项目中无法正常计算的缺陷。	130666
19.	定量 光度测定	修改了打印项目使用测定参数时，项目名称的一部分不显示的缺陷。	131015
20.	共通	修改了在各种表的描述列更改已有字符串时，输入全角字符可能导致字符串排序不正确的缺陷。	129548 143479
21.	定量 光度测定 DB/CS 版	修改了数据管理器显示的波长列数值中小数点后的位数。	129571
22.	共通	改善了按下抽吸单元操作杆时的软件响应。	119984

No.	分类	内容	管理编号
23.	光谱 时间程序	修复了在数据打印表中选择多个列的情况下调整列宽或单击标题行可能导致标题行中显示的数据名称与数据不一致的问题。	138568
24.	自动分析应用程序	修改了 [选择分析开始和结束位置] 窗口中, 在选中行的状态下按 Delete 键会删除行的缺陷。	138162
25.	光谱	修改了利用评价功能计算 UPF 值时, 显示于评价表上部的 UPF0.05 及 UPF0.005 值不正确的缺陷。计算以上数值过程中应使用无偏标准偏差, 但实际却使用了总体标准偏差。	137266 137287 137285
26.	光谱 时间程序 DB/CS 版	修改了进行以下操作时无法覆盖保存参数文件的缺陷: 1 在加载参数文件的状态下, 单击仪器控制窗口的 [加载] 按钮, 打开“选择参数文件”对话框。 2 单击 [取消] 按钮, 关闭“选择文件”对话框。 3 通过仪器控制窗口的 [编辑] 按钮, 编辑最初加载的参数文件内容, 并执行保存操作。	136811
27.	UVProbe 文件查看器	修改了关闭光谱数据文件后, 无法立即打开相同数据文件的缺陷。	131908
28.	光谱	修改了打印项目“测定参数”中不显示测定周期 [秒] 项的缺陷。	104414
29.	DB/CS 版	[仅中文] 修改了参数查看器窗口布局混乱的缺陷。	99645
30.	时间程序	修复了在计算主要表中的变化量 时, 以 Abs/min 显示应以 mAb/min 显示的值的值的问题。	140450
31.	定量 光度测定	更改了摘要标签栏上显示的标题。	141047
32.	光谱 DB/CS 版	修复了在安全策略「禁止打印未保存的文件」为 ON 的环境中, 即使已保存评估文件也可能无法打印其内容的问题。当存在未保存的光谱数据文件时, 会出现此问题。	140951
33.	光谱	当有数据在面积计算表的 [选项] 屏幕上更改面积模式后, 如果使用其他数据打开 [选项] 界面, 即使没有更改区域面积模式, 也会出现变更区域显示模式的历史记录的问题。	140942
34.	DB/CS 版	修改了按照以下步骤升级 LabSolutions UV-Vis 版本时, 系统无法正常启动的缺陷。该缺陷仅存在于 Ver.1.10 中。 1 安装 LabSolutions UV-Vis Ver.1.02 或 Ver.1.03。 2 删除默认的权限组 ([课题负责人 (UV-Vis)] 或 [操作者 (UV-Vis)])。 3 安装 LabSolutions UV-Vis Ver.1.10。	138381
35.	共通	您无法通过拖动鼠标更改隐藏列的列宽。	143816 144505

5 关于版本1.10

5.1 功能的更改

No.	分类	内容	管理编号
1.	共通	支持使用自动进样器进行自动分析。使用本功能之前, 需要准备 CETAC 公司的 ASX 系列产品及自动分析程序 (选配)。	-
2.	共通	支持自动控制功能。使用本功能后, 可构建与其他硬件联动的自动化系统及减少操作者人为失误的安全系统。	-
3.	定量	可使用 Excel 传输功能。	-

No.	分类	内容	管理编号
	光度测定 时间程序		
4.	光谱	可使用评价表及膜厚表计算膜厚。本功能为可选功能。	-
5.	光谱	可通过评价功能计算太阳光直接反射率/透射率。本功能为可选功能。	-
6.	光谱	可通过评价功能计算 UPF。本功能为可选功能。	-
7.	DB/CS 版	增设编辑样品名称、样品 ID、选配样品信息、数据描述及文件描述的用户权限。	-
8.	共通	增加了 UVProbe 文件查看器。可使用本程序加载 UVProbe 所获取的数据文件，并浏览其内容。在单机环境中可进行再解析。	-
9.	共通	减小了不使用附件时的仪器控制窗口尺寸。	83546
10.	时间程序	通过文件菜单的“输出文本文件”输出时间程序数据时，将以数据打印表的时间单位进行输出。	102439
11.	光谱 DB/CS 版	启用安全策略的[保护数据处理结果]后，将在退出程序时自动保存未保存的评价文件。	100544
12.	共通	为仪器控制窗口增加了外框，更易浏览	100125
13.	定量 光度测定	首次保存数据文件后进行测定时，将对标准样品表、未知样品表及样品表中显示的光度值列进行记录。	101116
14.	光谱	进行矩阵输出时，可根据环境设置更改显示位数。	113199
15.	光谱	更改了评价功能多项式设置对话框中的因子默认值。	112308
16.	定量 光度测定	[仅英文版]将“稀释因子”项由“Dilution ratio”改为“Dilution rate”。	112225
17.	光谱 时间程序	即使未加载数据文件，也可在图表设置对话框中设置图表。	110462
18.	光谱 时间程序	[仅英文版]不在软件窗口上使用“manipulate”。	107781
19.	时间程序	打开没有事件表的数据文件后选择数据窗格的[事件]标签时，明确提示无显示信息。	106262
20.	DB/CS 版	首次启动测定程序时，将本地文件夹中的报告模板文件登录到数据库。此时，登录的报告模板文件无创建者信息，修改后将登录创建者名称。	103961
21.	定量 光度测定	可以新建测定参数。通过主菜单的[文件]-[关闭]-[参数]关闭参数文件后，可以新建参数文件。	103956
22.	定量 光度测定	使用抽吸单元或注射式抽吸单元时，无法通过“每次测定前弹出消息”的设置进行重复测定。	102347
23.	定量 光度测定	测定事件将保存于数据文件的数据记录中。	101116
24.	共通	可以在测定过程中隐藏仪器控制窗口。	84211
25.	光谱 时间程序	数据转换后的数据记录中，将保存转换前的数据集名。	73425
26.	光谱	增加了报告编辑窗口中图表项目的说明。	71343
27.	光谱 时间程序	将数据集删除操作保存在 RawData 的数据记录中。	70289
28.	光谱 DB/CS 版	无法加载非登录机型的 UVProbe 方法文件时，将在消息框中进行明确提示。	69710

No.	分类	内容	管理编号
29.	共通	在维护功能中使用 0 级光后重新恢复常规光照射时，使其返回 0 级光照射前的波长位置。	62694
30.	定量	启动时可以对标准曲线图属性（标准曲线公式及相关因子的显示或隐藏设置）复原上次退出时的设置。另外，启动程序时，不会清除设置。	104600
31.	光谱 时间程序 DB/CS 版	赋予“执行数据处理”的用户权限后，即使对各数据不拥有处理权限，也可进行该数据处理。	110594
32.	光谱	峰表显示或隐藏峰/谷时，不保存数据文件，且可以保存数据记录。	112732
33.	定量	优化了更改合格判定的列名时保存的数据记录的格式。	112928
34.	光谱 DB/CS 版	使评价表中显示错误代码的单元格在数据管理器的数据信息表中留空而不显示 0.000。	117246
35.	共通	仪器控制窗口上显示 [移动波长] 对话框时，使焦点对准波长设置的文本框。	116856
36.	DB/CS 版	通过再解析启动应用程序启动窗口时，显示“无法设置仪器”以提示用户。	116854
37.	光谱	[仅英文版] 对主菜单下子菜单的说明进行了部分更改。	116075
38.	定量	测定标准样品表的第 1 行时，取消了询问是否指定为空白样品的对话框。请在主窗口的表上设置样品类型。	112241
39.	共通	通过系统配置工具更改仪器型号时保存记录。	113458
40.	DB/CS 版	操作系统配置工具时，统一了记录于日志浏览器中的应用程序名称。	110471
41.	定量 光度测定	修改了更改部分图表绘制的相关设置时，无论此更改是否保留在数据文件中，该数据文件均无法变为未保存状态的缺陷。	110182
42.	定量 光度测定	启用重复测定时，即使在重复测定过程中取消测定，仍保留已测定行。	109175
43.	光谱	更改了评价表中列的“显示或隐藏”初始设置。	119624
44.	DB/CS 版	更改了输出 PDF 时的日志格式。	119627
45.	DB/CS 版 定量 光度测定	保存在未知样品表或样品表的光度值列手动输入数值时的更改记录。	118565
46.	共通	将与 UV-1900 连接时的仪器主机设置输出到日志	118164
47.	光谱	更改面积计算表的区域颜色时可输出记录。	109217

5.2 缺陷修复

No.	分类	内容	管理编号
1.	光谱	[仅英文版] 修改了评价功能中表设置对话框的部分说明。	109428
2.	光谱	修改了报告编辑窗口中评价表项目的标题行背景颜色。	109124
3.	共通	修改了在报告编辑窗口重复进行打印预览时报告模板文件容量增加的缺陷。	109122
4.	定量 光度测定 DB/CS 版	启用安全策略的 [保护测定数据] 后，将无法重新测定。	103946

No.	分类	内容	管理编号
5.	定量 光度测定 DB/CS 版	修改了停用安全策略的〔禁止在定量和光度测定模式下重新测定〕后在已保存数据文件基础上添加测定时无法重新测定该行的缺陷。	103946
6.	定量	修改了新建分析后无法启用图表菜单下〔标准曲线的统计函数〕的缺陷。	102441
7.	定量 光度测定	修改了存在未测定行时输出标准样品表、未知样品表及样品表的文本，会将数值传输到未测定行光度值列中的缺陷。	102449
8.	共通	解决了将仪器控制窗口等部分窗口移动至显示器边缘时窗口布局混乱的缺陷。	100428
9.	光谱	修改了评价功能的峰检测参数〔阈值〕设为小数点后 6 位，但窗口上仅显示 5 位数的缺陷。	100202
10.	光谱	修改了以下问题：树形视图上的数据集以样品名称、样品 ID 或选项显示时，即使在树形视图上双击数据集也不切换为激活数据集的缺陷；选点表运行异常缺陷；摘要编辑窗口运行异常的缺陷。	100114
11.	光谱 DB/CS 版	修改了删除数据集时显示多余消息的缺陷。	100113
12.	光谱 DB/CS 版	修改了关闭未保存数据文件时所显示消息的内容。	100113
13.	光谱 时间程序 DB/CS 版	修改了添加新数据集时生成的记录中不显示用户名的缺陷。	100111
14.	光谱 时间程序	〔仅日文〕修改了数据打印的〔设置〕对话框字体。	99865
15.	光谱	修改了参数编辑窗口中〔后处理〕对话框的 Tab 顺序。	99864
16.	定量	修改了使用 K 因子法进行分析时，更改计算方法后错误输出记录的缺陷。	99790
17.	定量 光度测定	修改了关闭图表设置 -〔显示范围〕对话框时显示多余错误消息的缺陷。	99295
18.	光谱	修改了工具菜单 -〔用户设置〕对话框的〔Excel 传输〕标签下弹出初始化输出位置消息后，单击对话框外部时引起程序错误的缺陷。	95111
19.	光谱	修改了在打开数据文件的状态下切换至报告编辑窗口后再返回解析窗口并关闭数据文件时，重叠绘制谱图上残留已关闭数据文件光谱图的缺陷。	94934
20.	定量	〔仅英文版〕修改了在未输入浓度的状态下开始测定标准样品时所显示错误消息的内容。	93331
21.	光度测定	修改了打开特定报告模板文件时出现未保存标志的缺陷。	72301
22.	光谱	修改了在评价功能中输入计算用参数时，无法以小数点后的有效位数正确进行四舍五入的缺陷。	99833
23.	光谱	修改了激活曲线图的图表设置中，在显示编号以外点标记的状态下进行光谱测定时，后处理的选点发生错误的缺陷。	87110
24.	定量 光度测定	修改了在打开已保存的数据文件状态下删除标准样品表、未知样品表或样品表的行时，文件无法切换为未保存状态的缺陷。	112922
25.	光谱	〔仅英文版〕修改了评价功能高级设置对话框的部分拼写错误。	112308
26.	定量	修改了新建分析时，更改参数设置中的浓度单位后，无法立即应用到标准曲线图的缺陷。	112239

No.	分类	内容	管理编号
27.	光谱	修改了同时打开数据文件和评价文件时，如果在报告编辑区粘贴 [评价曲线图] 项目，则在曲线图上方显示激活数据名称的缺陷。	112235
28.	光谱 DB/CS 版	修改了保存评价模板文件时，出现理由输入窗口的缺陷。	111314
29.	共通	[仅英文版] 修改了环境设置的特定错误消息中显示无用字符的缺陷。	110655
30.	共通	修改了停用环境设置中的“以完整路径显示文件名”时，无法将记录传输到系统日志的缺陷。	110472
31.	时间程序	修改了与 SolidSpec-3700 通信时，如果进行长距离波长移动会发生通信错误的缺陷。	108356
32.	共通	修改了 SolidSpec-3700 前面板的测定开始按钮失灵的缺陷。	107968
33.	时间程序	修改了打开没有事件表的数据文件后设置激活曲线图时，如果启用 [显示事件标记] 后单击设置窗口的 [确定] 会显示错误消息的缺陷。	106259
34.	光谱	修改了部分标准安装报告模板文件的摘要信息显示缺陷。	104940
35.	光谱 DB/CS 版	修改了 PDF 输出用报告模板文件链接了激活数据集相关信息时，在部分安全策略设置下无法成功输出 PDF 的缺陷。	103391
36.	光谱 时间程序 DB/CS 版	使登录到数据管理器的结果文件“tables.html”中数据的小数点后位数与 PDF 报告一致。	102910
37.	定量 光度测定	[仅英文版] 修改了波长登录对话框中波长只能输入整数值的缺陷。	91703
38.	光谱	修改了在多联池测定中进行 Excel 自动传输时，标题行无法正常显示数据名称的缺陷。	82233
39.	光谱	修改了更改数据处理表初始列宽后，如果载入报告模板文件进行打印，则列宽无法应用到报告的缺陷。	74010
40.	光谱	修改了在打开评价曲线图后进行测定时，数据窗格切换为数据打印表的缺陷。	113705
41.	共通	[仅英文版] 修改了未在环境设置中输入仪器型号的情况下单击 [确定] 时显示的消息。	113459
42.	光谱	修改了打开数据文件时，数据文件的图表标记（峰/谷标记、选点标记）显示设置无法立即应用到图表的缺陷。	109213
43.	光谱	修改了加载选点标记显示方式不同的多个光谱时，标记显示方式不随激活数据集的切换而及时切换的缺陷。	109214
44.	光谱	[仅英文版] 修改了在面积计算表中更改选项的系数后，数据记录无法正常输出的缺陷。	112307
45.	DB/CS 版 光谱 时间程序	修改了理由输入窗口中数据集列表标题行的显示内容。	92563
46.	DB/CS 版	[仅英文版] 修改了 LabSolutions Manager 上所显示用户权限的拼写错误。	114253
47.	光谱	修改了未加载评价文件的情况下打印彩色图表时的绘图。	114129
48.	定量 光度测定	修改了加载模板文件时，摘要信息不显示参数文件名的缺陷。	114669
49.	光谱 DB/CS 版	修改了在没有可选许可证的环境中，当尝试加载包含可选计算功能的评价文件时，显示“无法加载文件”的消息，但在内部已打开该文件的缺陷。	117392

No.	分类	内容	管理编号
50.	定量 光度测定 DB/CS 版	修改了分析应用程序中已打开未保存的数据文件时，如果启动相同测定的再解析应用程序，则分析中的数据文件被存储于数据库的缺陷。	117351
51.	光谱	修改了在已加载数据文件的情况下开启 Excel 传输功能时，接收数据的 Excel 工作表第一行中数据名称显示错误的缺陷。	117241
52.	共通	修改了登录 UV-1900/UV-2600/UV-2700 的任一型号，连接仪器并获取序列号后，如果通过系统配置工具更改型号，则发生错误的缺陷。	116699
53.	共通	修改了登录型号 UV-1900 并连接仪器时，ROM 版本获取失败的缺陷。	116695
54.	定量 光度测定	修改了计算公式和合格判定可设置相同列名的缺陷。	115792
55.	定量	修改了为标准样品表的第 1 行指定空白样品，将其数据复制到未知样品表后，当删除未知样品表的行时，保存的数据记录中删除行编号错位的缺陷。	114972
56.	定量 光度测定	对于未测定行，即使单击 [重新测定] 按钮，也不进行测定。	114229
57.	定量	修改了当标准样品表的第 1 行指定为空白样品时，“将空白数据复制到未知样品表”功能异常的缺陷。Ver.1.03 中存在该缺陷。	112241
58.	DB/CS 版	修改了启动再解析应用程序时，内部打开上次使用的参数文件（不必要的处理）的缺陷。	110731
59.	时间程序 DB/CS 版	修改了如果设为“覆盖保存数据文件时输入理由”，则上次保存时更改的内容亦作为本次更改内容记入列表的缺陷。	110076
60.	光谱 时间程序 DB/CS 版	修改了当输入“文件描述”的第 64 个字符为换行代码时，不会保存到数据库的缺陷。	76476
61.	共通	修改了通过系统配置工具更改文本输出的分隔符时，记录中更改前后的值相反的缺陷。	115982
62.	DB/CS 版	修改了报告的打印项目使用“确认格式”，且勾选了打印选项中的[在每页上打印]时，生成的报告中确认格式消失的缺陷。	115495
63.	光谱 DB/CS 版	修改了未保存数据文件中的数据处于激活状态下保存评价文件时，无法输出 PDF 的缺陷。该缺陷在安全策略设置或 PDF 输出用报告模板文件中的项目满足一定条件时出现。	121042
64.	DB/CS 版	修改了数据文件保存失败的缺陷。该缺陷在意外删除了暂时保存数据文件中间生成项目的文件夹时出现。	118551
65.	光谱 时间程序	修改了勾选图表设置的 [该设置应用到所有数据] 后，不立即应用设置的缺陷。	106245
66.	定量 光度测定	修改了在选项列为隐藏状态下进行快速打印或 PDF 输出时发生错误的缺陷。	118771
67.	定量 光度测定 DB/CS 版	修改了在数据管理器的数据信息表中查看以双波长差和双波长比测定的数据文件时，测定用波长显示错误的缺陷。	102020

6 关于版本1.03

6.1 功能的更改

No.	分类	内容
1.	DB/CS 版 序列	支持分析序列管理功能。
2.	DB/CS 版 序列 共通	保存报告格式文件名的数据文件将作为摘要信息，查看报告格式文件名。
3.	定量 光度测定	新增了稀释因子校正功能。由此可对每个样品设置不同的因子。
4.	DB/CS 版	正在测定时如果强行登出，将会自动保存数据文件后退出。
5.	定量 光度测定	保存了标准样品表、未知样品表、样品表列的显示或隐藏以及列宽，在下次启动时将复原。
6.	光度测定	可将样品类型设置为“空白、标准、未知(样品)”。
7.	定量 光度测定	可对任意行指定为“空白”。
8.	定量 光度测定	可按照指定的位数舍入处理光度值并进行计算。
9.	时间程序	文本输出时的 X 轴单位（秒/分/小时）将对应数据打印表的设置。
10.	光谱	在评价功能中，更改表设置的式样和其他时，将保存更改记录。
11.	定量 光度测定	在主窗口的数据窗格中，如果激活历史记录标签、摘要标签，则工具栏中的打印和打印预览按钮将被隐藏。
12.	光谱	L*值曲线图的横轴刻度显示为小数时，将不显示数值（色彩选项）。
13.	光谱 时间程序	仪器控制窗口的注释栏中可以改行。
14.	定量 光度测定	在样品信息的编辑窗口，可以复原上次的输入值。
15.	光谱 时间程序	使用抽吸单元进行分析时，抽吸前将检查文件名是否重复。
16.	共通	更改了基线校正时的日志输出内容。
17.	共通	更改了仪器控制窗口中部分按钮的说明。
18.	共通	更改曲线图中 X、Y 轴的数值显示位数（小数点后的位数）和曲线图属性时，下次启动时将复原更改内容。
19.	共通	使用 UV-1900 系列时，与仪器连接后可从仪器自动获取序列号和 ROM 版本信息。因此，用户将不需要输入该类信息。
20.	光谱	显示评价曲线图和色彩图时，将在开始测定时不自动切换为重叠。
21.	光谱	首次显示评价功能的文件信息对话框时，评价文件名将显示为初始值。另外，分析者姓名即使为空白，也可创建评价文件。
22.	光谱	在评价功能的详细设置窗口的树形图中如果选择评价项目，将显示作为评价名称的初始值。
23.	DB/CS 版	参数文件将禁止使用“另存为”功能，覆盖现有的同名文件。
24.	定量	更改了标准样品浓度的输入范围。
25.	定量 光度测定	输样品信息（样品名称、样品 ID、选项和数据描述）中输入字符串时，将保存数据的更改记录。

No.	分类	内容
26.	DB/CS 版 定量 光度测定	输入到结果文件（tables.html）的小数位数与 LabSolutions UV-Vis 窗口显示的小数位数相同。
27.	定量 光度测定	第一次保存文件前的表操作将不会写入数据历史中。
28.	光谱	通过 LabSolutions UV-Vis 加载 UVProbe 的数据文件时，更改了自动创建的 LabSolutions UV-Vi 光谱数据文件名的命名规则。
29.	光谱 时间程序	限制了可作为数据集名的字符。无法用于文件名的字符也无法用于数据集名。
30.	共通	改善了注射式抽吸单元控制按钮的动作。按仪器控制窗口的排出按钮，以及 [设置附件] 窗口的测试按钮时，将按照抽吸量排出，而并非排出量排出。

6.2 缺陷修复

No.	分类	内容
1.	光谱 DB/CS 版	修正了打开 UVProbe 数据文件时，即使该数据已经登录到了数据库，在激活图表或数据打印表中仍然显示原来的本地路径的缺陷。
2.	定量	修改了打印 K 因子的定量数据文件时，将多余打印与测定参数无关的标准样品信息。
3.	光谱	修改了在评价功能中更改了表设置的式样后，不保存而退出程序时，重启程序后式样为更改后的设置的缺陷。
4.	光谱 时间程序	复制并粘贴预设窗口时，也可复制标题行或列。
5.	时间程序	修改了重叠绘制谱图上方显示的多余文件名。
6.	光谱	修改了评价功能中用于说明评价项目的错误图像。
7.	光谱	修改了报告中包含作为打印项目的色彩图时，相关项目绘制混乱的缺陷。
8.	DB/CS 版	修改了 PDF 报告的曲线图中不显示峰标记、谷标记和点标记的缺陷。
9.	光谱	修改了空白光谱校正计算方法。
10.	共通	修改了使用 UV-2600/2700 进行可变角测定时，无法设置参数的缺陷。
11.	DB/CS 版 定量 光度测定	修改了根据安全策略的设置，标准样品表、未知样品表或样品表的属性窗口不显示的缺陷。
12.	DB/CS 版	修改了 PDF 输出失败时，强行退出程序的缺陷。
13.	光谱	修改了白板光谱校正计算方法。
14.	光谱	修复了当使用 UV-1900 以扫描速度“概览”测量光谱时，可能无法正确传输到 Excel 的问题。
15.	共通	修复了在环境设置改变仪器种类后，不更新仪器序列号的问题。
16.	定量 光度测定	修正了将特定字符串指定为表中列的名称时，将无法正确得进行分析的问题。
17.	DB/CS 版 定量	修正了在数据管理器的数据信息表中，样品浓度栏可能显示浓度值为“0.000”的问题。
18.	定量 光度测定	修复了安装后首次启动时，使用空白样本分析时可能无法正确显示光度值的问题。
19.	定量	修改了在未知样品表中有测定数据的状态下加载标准曲线时，无法重新计算未知样品浓度的缺陷。

No.	分类	内容
20.	定量 光度测定	在标准曲线图和样品表的图表设置中, 修改了关闭 [线条类型和颜色]、[背景颜色、字符颜色、字体] 和 [刻度类型] 的设置窗口时, 数据文件变为未保存状态的缺陷。更改上述设置后覆盖保存数据文件, 请编辑文件描述, 在数据文件为未保存的状态下保存文件。
21.	定量	修改了在打开数据文件的状态下无法导入标准曲线文件的缺陷。登录仪器为 UV-1900、UV-3600Plus 和 SolidSpec-3700 时可能出现该问题。
22.	定量 光度测定	修改了加载使用了抽吸单元的标准曲线文件或数据文件后, 如果不进行自动调零和基线校正而直接进行测定时, 第一次测定过程中抽吸单元将无法与测定联动的缺陷。
23.	定量 光度测定	修改了在解析窗口的摘要标签和报告编辑窗口的摘要对象中, 不显示测定用的参数文件名的缺陷。
24.	DB/CS 版 共通	修改了在主窗口编辑各表中的单元格后, 单元格中保留插入符号的状态下如果保存数据文件, 不将该单元格的编辑内容作为理由输入窗口中的更改内容显示的缺陷。该缺陷仅在数据文件的版本管理中发生。
25.	定量 光度测定	修改了在解析窗口中即使隐藏了重复行, 打印预览或实际打印出的第 2 页以后的数据中仍然显示重复行的缺陷。该缺陷在使用测定参数进行重复测定且跨页打印报告中的标准样品表、未知样品表或样品表时发生。
26.	共通	修改了优化应用程序的内存消耗后对大量样品进行连续测定时, 显示报告模板文件的相关错误消息、无法打印或输出 PDF, 以及发生应用程序错误的缺陷。(91233)

7 关于版本1.02

7.1 功能的更改

No.	分类	内容
1.	定量 光度测定	在定量或光度测定中, 即使 LabSolutions UV-Vis 和 OS 意外强制结束, 在下次启动 LabSolutions UV-Vis 时, 仅含有已完成测定的样本行的文件也将会被登录至数据库。
2.	DB/CS 版	在启动应用程序时的日志中显示项目名称。

7.2 缺陷修复

No.	分类	内容
1.	定量	修改了向未知样品表添加行时, 如果表中仅有空白行, 表页面布局发生混乱的缺陷。
2.	光谱	修改了在评价功能中, 勾选预处理 [扣减空白光谱] 后, 如果空白光谱的波长范围小于样品光谱的波长范围, 计算时将发生应用错误的缺陷。
3.	定量	修改了选择重复测定标准样品时, 如果将标准样品表的第 1 行指定为空白样品, 对已测空白样品进行重新测定后, 则不对已测未知样品的浓度进行重新计算的缺陷。
4.	定量	当参数文件中的标准样品和未知样品的"重复测量"项的采用不同设定时, 如果将标准样品表的第一行指定为空白样品, 则未知样品表的显示将出现异常。此问题已得到修复。
5.	定量 光度测定	在特定操作下, 即使未保存参数文件, 也可以设置数据文件名并开始测量。此问题已得到纠正。

No.	分类	内容
6.	共通	修复了在使用装有 ISR-603 或 MPC-603A 的 UV-3600 Plus 时，或使用 SolidSpec-3700 的积分球功能时，会因为光度值类型的选择，而无法获取正确的光度值的问题。
7.	DB/CS 版 定量 光度测定	修改了发生错误时生成的数据文件保存在与测定时不同的项目中的缺陷。
8.	DB/CS 版	修改了保存数据文件过程中启动其他应用程序时，数据文件未登录到数据库的缺陷。

8 关于版本1.01

8.1 功能的更改

与此前版本比没有变化。

8.2 缺陷修复

No.	分类	内容
1.	共通	修复了无法使用评价功能的缺陷。只有在未安装“色彩计算功能”时才会出现此问题。
2.	LabSolutions CS	修复了无法从 Client PC 启动“UV-Vis 再解析”应用程序的问题。

9 使用注意事项

9.1 共通

No.	内容
1.	各测定程序无法加载 UVProbe 的报告模板文件 (.rpt)。
2.	将数据手动输出到 Excel 时，需要以管理员身份执行 Excel。
3.	如果将仪器控制窗口等部分窗口移动到显示屏边缘，页面布局可能发生混乱。此时，请更改 Windows 的以下设置。使用 1.03 以前的版本时可能出现该现象。 取消选择开始菜单 → 系统 → 多任务 → [将窗口拖动到屏幕边缘或角落时，自动对其进行排列] (Windows 10)。
4.	在窗口较小且拥有高分辨率显示器的终端上使用 LabSolutions UV-Vis 时，页面布局可能发生混乱。此时执行以下操作，可能解决问题： [1] 打开 LabSolutions UV-Vis 的安装文件夹。 [2] 选择 UVnavi.exe 后，右击并选择 [属性]。 [3] 选择 [兼容性] 标签，选择 [更改高 DPI 设置]。 [4] 勾选 [替代高 DPI 缩放行为。缩放执行:]。 [5] 选择下拉菜单的 [系统] 或 [应用程序]。
5.	将测定数据实时传输到 Excel 过程中操作 Excel 表格，可能导致所有数据传输失败，请注意。

9.2 光谱测定

No.	内容
1.	无法对加载 UVProbe 光谱数据文件 (.spc) 后创建的光谱数据文件 (.vspd) 进行转换。
2.	对于数据间隔, 本程序将无法使用仪器为独立系统或在 UVProbe 控制下可选择的 "Auto" 功能。
3.	将 xy 图表等用于色彩计算图表的报告项目粘贴到编辑区时, 因为打印布局与分析窗口的图表绘制范围联动, 图表可能缩小, 所以需要在分析窗口以全范围显示目标图表的状态进行粘贴。 ※: 色彩计算功能是选项。
4.	加载在后处理中执行光谱转换“厚度校正”(※1)的参数文件时, 请注意以下几点: ※1: “厚度校正”是 Ver.1.11 添加的数据转换。 如果 Ver.1.10 或更旧版本的软件加载该参数文件, 将自动停用光谱转换设置。 参数文件的历史记录中不仅记录停用光谱转换, 还记录转换类型由“Kubelka-Munk 转换”(※2)更改为规定值“平滑”。 ※2: 原因是 Ver.1.10 或更旧版本不支持厚度校正。

9.3 定量测定和光度测定

No.	内容
1.	定量测定和光度测定程序无法加载 UVProbe 光度测定模块用的数据文件 (.pho/.std/.unk) 和方法文件 (.pmd)。
2.	本软件无法加载 UVPC 格式的数据文件 (.mwq/.qnt/.pho/.std)。
3.	无法加载通过非登录机型测定的标准曲线文件 (.vqcd)。
4.	当重新测量标准样品表第一行中的空白样品时, 不会改变未知样本表的第一行的空白栏中的数值。
5.	使用 Ver.1.02 或更早版本的软件会无法读取并使用 Ver.1.03 或更高版本软件创建的数据文件。
6.	只有在 Ver.1.03 或更高版本的软件中创建的报告模板中, 报告文件名才显示在摘要项目中。
7.	如果在 Ver. 1. 10 或更早版本的应用程序中加载 Ver. 1. 11 以上版本所创建的包含高级公式的数据文件, 将无法正确显示高级公式的相关信息。

9.4 时间程序测定

No.	内容
1.	时间程序测定程序无法加载 UVProbe 动力学模块用的数据文件 (.kin/.enz)、方法文件 (.kmd)、选点检测模板文件 (.kpt) 和峰面积计算模板文件 (.kpa)。
2.	本软件无法加载 UVPC 格式的数据文件 (.tmc)。

9.5 LabSolutions DB/CS系统 (UV-Vis)

No.	内容
1.	构建 LabSolutions DB/CS 系统 (UV-Vis) 时, 需安装 LabSolutions Manager。
2.	无法加载非登录机型用的测定参数文件。
3.	评价模板文件中不含更改历史记录的管理功能。

No.	内容
4.	在定量测量和光度测量中,在标准样品/未知样品/样品表中输入的稀释率不会显示在 LabSolutions 数据管理器的数据信息表中。

10 有关防病毒软件的设置

如果已安装防病毒软件, 请将本系统使用的以下文件夹、子文件夹和进程从监控目标中排除。

<文件夹>

- C:\LabSolutions
- C:\Program Files\Microsoft SQL Server
- C:\Program Files (x86)\LabSolutions
- C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server
- C:\Program Files (x86)\Shimadzu
- C:\ProgramData\shimadzu
- C:\UVVis-Data

<进程>

- LSSCacheManager.exe
- LSSCheckDBAccess.exe
- LSSClientLicenseManagerMain.exe
- LSSDataManagerHost.exe
- LSSDbExtensionForm.exe
- LSSLaunchingManager.exe
- LSSLogDBAccess.exe
- LSSLoginUserManager.exe
- LSSProcessController.exe
- LSSProfileDBAccess.exe
- LSSRegisterPcInfo.exe
- LSSSystemDBAccess.exe
- LSSSystemManager.exe
- sqlservr.exe
- UVnavi.exe
- UVASXController.exe
- UVUtilityTool.exe
- UVVisLauncher.exe
- UVVisParamViewer.exe

如果分析过程中使用 LabSolutions UV-Vis, 请勿执行防病毒软件的实时扫描或自动更新。否则将会因 PC 负载而导致分析停止。